


КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЦИЛИНДРОВ СПО



КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЦИЛИНДРОВ

ОТ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»

Опционально возможна дополнительная комплектация СПО кейсами для переноски цилиндров.


Устройство предназначено для транспортирования цилиндров для отбора проб газов, жидкостей.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Устройство представляет собой легкую защитную конструкцию для переноски:
 - до 4 пробоотборных цилиндров объемом от 150 до 500 мл;
 - до 3 цилиндров объемом 1000 мл (большие размеры по отдельному запросу).
- С автоматическим запирающим устройством, во избежание выпадения цилиндров при транспортировке и хранении.
- Блокировка происходит при поднятии кейса за рукоятку или плечевой ремень, а также при нажатии лепестка под рукояткой.



Кейс для транспортировки
4-х цилиндров 500 мл



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур окружающей среды, °С	от –40 °С до +60 °С
Масса кейса, кг	Не более 3,5 кг
Габаритные размеры кейса, ШхВхГ, мм	580x500x105
Материал комплектующих кейса, Материал деталей стационарной опоры	АМГ3
Материал ручки	Полиуретан
Покрытие комплектующих устройства	Окрашивание порошковым методом
Масса стационарной опоры, кг	Не более 1 кг
Габаритные размеры стационарной опоры, ШхВхГ, мм	500x260x330

ТРАНСПОРТИРОВКА

Кейс предусматривает транспортировку пробоотборных цилиндров для СПО компании ООО «НТА-Пром», имеющих опорные ролики, как на СПО разработки «НТА-Пром».

Для транспортировки пробоотборных цилиндров без опорных роликов, необходимо установить пластиковые защитные накладки (поставляются по отдельному заказу).

По бокам переносного устройства имеются раздвижные защитные экраны, предохраняющие запорную и соединительную арматуру от ударов и механических повреждений — с боков кейса синего цвета с прорезями — НТА-ПРОМ.

Для предотвращения несанкционированного изъятия пробоотборных цилиндров из кейса в процессе транспортировки и хранения, на ручке предусмотрено место под блокирующие элементы.

Данное устройство предусматривает два варианта переноски:

- 1** С помощью анатомической теплоизоляционной ручки.
- 2** С помощью плечевого ремня (входит в стандартную комплектацию).

УСТАНОВКА

Кейс имеет несколько вариантов установки после доставки до места назначения:

- 3** **Откидная опора.** Опора отжимается после нажатия на кнопку.
- 4** **Стационарная подставка** (поставляется по отдельному заказу, может быть дозаказано любое количество опор к одному кейсу).
- 5** Предусмотрены места на корпусе кейса для навешивания на вертикальную поверхность (например на стойку шкафа СПО).




ООО «НТА-Пром»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: zakaz@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU




3




4

5



ЗАЩИТА

- 1 Блокирующее устройство, предотвращающее выпадение цилиндра. Пластиковые защитные накладки черного цвета для цилиндров без опорных роликов.
- 2 Разблокировка автоматического запирающего устройства происходит при нажатии на лепесток под рукояткой.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»

- ОБЖИМНЫЕ И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
- КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ
- ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА И ШЛАНГИ
- РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
- МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ
- РАСХОДОМЕРЫ
- СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА
- ПУЛЬТЫ И ПАНЕЛИ РЕДУЦИРОВАНИЯ
- СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00

Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru

